



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,SKL](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,SKL)

## M1 Kütle standardı, silindirik ağırlık set (1 g - 50 g), tahta kutuda

OK-401-0071



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı	M1
Ağırlık	110 g
Nominal değer	1 – 50 g
Quantity	8 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar