



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,SLB](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,SLB)

# Peso padrão F1 - peso cilíndrico com olhal 200 kg - caixa de serviço

OP-204-0008



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	F1
Construção	
Material	aço inoxidável
Valor nominal	200 kg

## Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis