



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,SLB](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,SLB)

# F1 Kütle Standartı - silindirik ağırlıklar - 200 kg - servis kutusu

OP-204-0008



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F1

### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Nominal değer 200 kg

## İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar