



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,SRF](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,SRF)

# Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 mg - 2 kg), Holz- Etui

OK-101-0044



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	6 111,11 g
Nominalwert	1 mg – 2 kg
Anzahl	27 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel