



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,SRF

Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 mg - 2 kg), Holz- Etui

OK-101-0044



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	6 111,11 g
Nominalwert	1 mg – 2 kg
Anzahl	27 St.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel