



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,SRF](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,SRF)

# Silindirik ağırlık seti (1 mg - 2 kg), tahta kutuda

OK-101-0044



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E2

### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 6 111,11 g

Nominal değer 1 mg – 2 kg

Quantity 27 adet

## İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar