



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,SRH](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,SRH)

# Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 20 g

OP-303-0050



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F2

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 20 g

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle