



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,SRH

Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 20 g

OP-303-0050



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	F2
------------------------	----

Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	20 g
-------------------	------

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle