



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,SUF](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,SUF)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 g - 1 kg), Kunststoff-Etui

OK-302-0028



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	2 110 g
Nominalwert	1 g – 1 kg
Anzahl	13 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel