



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,SUF

Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 1 kg), opakowanie plastikowe

OK-302-0028



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | F2 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Masa | 2 110 g |
| Wartość nominalna | 1 g – 1 kg |
| Ilość | 13 szt |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle