



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,SWF

Pennello D30 x L150 mm

OA-505-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri fisici	
Diameter	30 mm
Lunghezza	150 mm

Compatibile con (Additional Fee)

Pesi standard E1 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)
 Pesi standard F1 - filo di acciaio inossidabile
 Pesi standard F2 - rettangolare con impugnatura
 Pesi standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza, set
 Pesi standard F1 - cilindrici
 Pesi standard F2 - cilindrici con occhiello
 Pesi standard F2 - cilindrici con 4 maniglie
 Pesi standard F2 - filo di acciaio inossidabile
 Pesi standard F2 - trave
 Pesi standard F1 - cilindrici con 4 maniglie
 Pesi standard E2 - filo di acciaio inossidabile
 Pesi standard E2 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)
 Pesi standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza, set
 Pesi standard E2 - cilindrici, set (1 g - 10 kg)
 Pesi standard F2 - asolata
 Pesi standard M1 - lamina

Pesi standard F1 - lamina
 Pesi standard E1 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)
 Pesi standard M1 - cilindrici
 Pesi standard M1 - rettangolare con impugnatura
 Pesi standard F1 - cilindrici con occhiello
 Pesi standard E2 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)
 Pesi standard E2 - lamina
 Pesi standard F1 - lamina, set
 Pesi standard M1 - rettangolare con cavità di adiacenza
 Pesi standard M1 - cilindrici con occhiello
 Pesi standard F1 - rettangolare con impugnatura
 Pesi standard E1 - filo di acciaio inossidabile
 Pesi standard F2 - cilindrico con impugnatura
 Pesi standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza
 Pesi standard F2 - lamina, set
 Pesi standard E1 - lamina

Pesi standard E1 - cilindrici
Pesi standard F2 - lamina
Pesi standard M1 - cilindrici, set
Pesi standard F1 - cilindrici, set
Pesi standard F1 - cilindrico con impugnatura
Pesi standard E2 - cilindrici
Pesi standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza

Pesi standard M1 - con cavità di adiacenza
Pesi standard E2 - lamina, set (1 mg - 500 mg)
Pesi standard E1 - lamina, set (1 mg - 500 mg)
Pesi standard F2 -
Filo di acciaio inossidabile, set
Pesi standard F1 - filo di acciaio inossidabile, set
Pesi standard M1 - lamina, set