



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,SXP

Poids de classe M1, cylindrique à bouton, ensemble (1 mg - 1 kg), boîte plastique

OK-402-0075



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML	M1
Masse	2 111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 1 kg
Nombre	25 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux