



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,SXP

Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 1 kg), opakowanie plastikowe

OK-402-0075



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	M1
Masa	2 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 1 kg
Ilość	25 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle