



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,SXP](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,SXP)

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 1 kg), plastik kutuda

OK-402-0075



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı	M1
Ağırlık	2 111,11 g
Nominal değer	1 mg – 1 kg
Quantity	25 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar