



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,TGE](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,TGE)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 g - 100 g), Holz-Etui

OK-201-0044



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	210 g
Nominalwert	1 – 100 g
Anzahl	9 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel