



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,TGE](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,TGE)

# Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 g - 100 g), boîte en bois

OK-201-0044



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	210 g
Valeur nominale	1 – 100 g
Nombre	9 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux