



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,TGE](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,TGE)

# Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 g - 100 g), boîte en bois

OK-201-0044



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques |                  |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | F1               |
| Construction             |                  |
| Matière                  | Acier inoxydable |
| Masse                    | 210 g            |
| Valeur nominale          | 1 – 100 g        |
| Nombre                   | 9 pièces         |

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux