



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,TGE](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,TGE)

# F1 Kütle standardı- ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 g - 100 g), tahta kutulu

OK-201-0044



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F1

### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 210 g

Nominal değer 1 – 100 g

Quantity 9 adet

## İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar