

Prato autocentrante para comparador de massa HRP (200, 500)

More information on the website mirror.radwag.com/br/info,w1,TGQ

WX-001-0136



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Visão geral

O prato de pesagem autocentrante de natureza flutuante destina-se ao comparadorHRP KO. É usado de forma intercambiável com um prato de pesagem padrão. O prato de pesagem "flutuante" é instalado durante o processo de fabricação, portanto, lembre-se de encomendá-lo ao comprar o comparador HRP KO, pois não é vendido separadamente.

O prato foi projetado para auxiliar o operador a estabilizar e nivelar pesos localizados excentricamente. Além disso, auxilia na colocação excêntrica de grupos de pesos, cuja massa total é igual à massa do peso de referência.

Compativel com (Additional Fee)

Comparador de massa HRP 5Y.KO