



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,TGQ](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,TGQ)

# Selbstzentrierende Waagschale für den Komparator HRP (200, 500)

WX-001-0136



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Die "schwimmende" selbstzentrierende Waagschale ist für den KomparatorHRPKO bestimmt. Sie wird als Ersatz für die Standardschale verwendet und wird bei der Produktion des Gerätes installiert. Die Schale ist vor der Anschaffung des Komparators der SerieHRPKO zu bestellen und wird nicht als separates Produkt angeboten.

Die Schale dient zum Stabilisieren und Nivellieren von nicht zentrisch aufgelegten Gewichten sowie zum nicht zentrischen Auflegen von mehreren Gewichten als Vergleichsprüfgewicht.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Manueller Massekomparator HRP 5Y.KO