



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,TGQ

Plateau d'auto-centrage du comparateur HRP (200, 500)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Le plateau d'auto-centrage du comparateur HRP KO est conçu pour le comparateur HRP KO. Il est appliqué au lieu d'un plateau, de façon échangeable avec le plateau de la balance. Le plateau d'auto-centrage est installé durant la production de la balance. Le plateau n'est pas le produit qui est vendu séparément et il ne peut pas être commandé après l'achat du comparateur HRP KO mais durant son achat.

Le plateau d'auto-centrage du comparateur HRP KO stabilise et met à niveau les poids qui sont placés non-centriquement. Ce plateau peut aussi placer non-centriquement quelques poids. Le plateau est couvert par la plaque en liège. La plaque possède les lieux, marqués de façon bien visible, pour les poids.

Compatible avec

Comparateur manuel de masse HRP 5Y.KO