



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,TGQ](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,TGQ)

## Piatto di pesata autocentrante per comparatori serie HRP (200, 500)

WX-001-0136



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

Il piatto di pesata autocentrante flottante è stato sviluppato per i comparatori serie HRP KO. Può essere installato al posto dei piatti di pesata standard. Il piatto flottante viene installato durante il montaggio del comparatore e va ordinato quindi insieme allo stesso e non può essere venduto separatamente.

Questo sistema è stato progettato per aiutare gli operatori a stabilizzare e livellare il peso che sia stato posizionato in maniera non perfettamente centrata. In aggiunta aiuta laddove si debbano posizionare più pesi per comporre la massa di riferimento.

### Compatibile con (Additional Fee)

HRP 5Y.KO Comparatore di massa manuale