




More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,TGQ

HRP (200, 500) マスコンパレータ用自動センタリング計量皿

WX-001-0136



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

自動センタリング型のフローティング計量皿は、HRP KOコンパレーター
用に設計されており、標準の計量皿と交換して使用できます。
この「フローティング」計量皿は製造工程中に取り付けられるため、HRP
KOコンパレーターの購入時に注文する必要があります。単体での販売は行われていません。
この計量皿は、偏置位置にある分銅の安定化と水平出しを補助
するように設計されています。さらに、基準分銅の質量と等しい合計質量を持つ複数の分銅を、偏心した状
態で適切に搭載することをサポートします。

互換性あり (Additional Fee)

HRP 5Y.KO マスコンパレータ (質量比較器)