



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,TGQ

Szalka samocentrująca do komparatora HRP (200, 500)

WX-001-0136



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

"Pływająca" szalka samocentrująca przeznaczona do komparatora HRP KO. Stosowana jest wymiennie w miejsce standardowej szalki i jest montowana na etapie produkcji urządzenia. Należy zatem zamówić szalkę przy zakupie komparatora serii HRP KO, nie jest sprzedawana jako osobny produkt.

Zadaniem szalki jest stabilizowanie i poziomowanie niecentrycznie ustawianych odważników, jak również możliwość rozlokowywania niecentrycznie kilku odważników stanowiących wynikową wzorca porównawczego.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Manualny komparator masy HRP 5Y.KO