



radwag.com



HRP (200, 500) karşılaştırıcı için kendi kendini merkezleyen kefe

WX-001-0136

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,TGQ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Genel Açıklama

Kendi kendini merkezleyen “floating” tartma kefesi, HRP KO Karşılaştırıcısı için tasarlanmıştır. Standart tartım kefesi yerine kullanılır. “floating” tartım kefesi üretim sırasında monte edilir, ayrı olarak satılmaz. Bu nedenle HRP KO Karşılaştırıcısını satın alırken sipariş vermeyi unutmayın. Kefe, operatöre, eş merkezli olmayan ağırlıkları dengelemeye yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Ek olarak, toplam kütlesi referans ağırlık kütlesine eşit olan ağırlıkların grup olarak dış merkezli yerleştirilmesine yardımcı olur.

İle uyumlu (Additional Fee)

HRP 5Y.KO Manuel kütle komparatör