



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,THZ](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,THZ)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewicht mit Justierkammer - 10 g

OP-303-0049



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

### Messtechnische Parameter

OIML-Klasse F2

### Konstruktion

Material Edelstahl

Nominalwert 10 g

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinself