



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,TMK

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 200 g), caja de plástico

OK-202-0066



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F1
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	611,11 g
Valor nominal	1 mg – 200 g
Número	23 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos