



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,TMK

Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 mg - 200 g), boîte plastique

OK-202-0066



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	611,11 g
Valeur nominale	1 mg – 200 g
Nombre	23 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux