



More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,TMK

# F1 Kütle standardı- ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 200 g), plastik kutulu

OK-202-0066



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F1

### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 611,11 g

Nominal değer 1 mg – 200 g

Quantity 23 adet

## İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar