



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,TPQ](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,TPQ)

## Silindirik ağırlık seti (1 kg - 5 kg), tahta kutuda

OK-101-0055



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E2

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 10 000 g

Nominal değer 1 – 5 kg

Quantity 4 adet