



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,TPQ](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,TPQ)

## Silindirik ağırlık seti (1 kg - 5 kg), tahta kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E2
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	10 000 g
Nominal değer	1 – 5 kg
Quantity	4 adet