



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,TVT](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,TVT)

## Wzorzec masy klasy F1 - prostokątny z uchwytem 25 kg



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	25 kg

### Pasuje do

Pędzle