



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,U1A

Mesa antivibração de laboratório em aço inoxidável SAL/H

WX-001-0077



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Construção

Construção	aço inoxidável AISI304
Capacidade de carga	40 kg

Parâmetros físicos

Dimensões da embalagem L x P x A	820x711x816 mm
Peso líquido	61 kg
Peso bruto	65-70 kg
Comprimento	770 mm
Largura	680 mm
Altura	815±10 mm

Compatível com (Additional Fee)

Balança analítica AS X7
 Balança de precisão PS R2
 Balança de precisão WLC X7

Balança analítica para filtros XA 5Y.F
 Balança de precisão PS X7
 Balança de precisão WLC C/2

Balança de precisão WLC
Balança de precisão C32.PM
Balança de precisão PS R2.H
Balança de precisão WTC

Balança de precisão PS R1
Balança analítica AS R2 PLUS
Balança analítica AS R1 PLUS
Módulos MAS.1.Y

Dimensões do dispositivo L x P x A

