



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,U1A

Antivibrationstisch rostfrei SAL/H

WX-001-0077



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Konstruktion	
Konstruktion	Edelstahl AISI304
Wägebereich	40 kg
Physikalische Parameter	
Verpackungsgröße B x T x H	820×711×816 mm
Nettogewicht	61 kg
Bruttogewicht	65-70 kg
Länge	770 mm
Breite	680 mm
Höhe	815±10 mm

Kompatibel mit (Additional Fee)

Analysenwaage AS X7
 Präzisionswaagen PS R2
 Präzisionswaage WLC X7
 Präzisionswaage WLC

Präzisionswaage WTC
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
 Präzisionswaage WLC C/2
 Präzisionswaage PS R1

Präzisionswaage C32.PM
Präzisionswaage PS X7
Präzisionswaage PS R2.H

Analysenwaage AS R2 PLUS
Analysenwaage AS R1 PLUS
Wägemodule MAS.1.Y

Abmessungen des Geräts B x T x H

