



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,U1A](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,U1A)

## SAL/H Mesa de laboratorio antivibratil de acero inoxidable



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos tecnicos

Construcción	
Construcción	Acero inoxidable AISI304
Capacidad de carga máxima	40 kg
Paramètros físicos	
Dimensiones de embalaje	820×711×816 mm
Masa neta	61 kg
Masa bruta	65-70 kg
Longitud	770 mm
Anchura	680 mm
Altura	815±10 mm

### Trabaja con

Módulo de pesaje MUYA  
 Módulo de pesaje MAS1  
 Módulo de pesaje MAS

Módulo de pesaje MPS  
 Balanza de precisión C32.PM  
 Balanza analítica para filtros XA 5Y.F

# Dimensiones de aparato

SAL/H

