



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,U1A](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,U1A)

# SAL/H Table de laboratoire antivibratoire en acier inoxydable

WX-001-0077



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Construction	
Construction	Acier inoxydable AISI304
Load-bearing capacity	40 kg
Paramètres physiques	
Dimensions de colis	820×711×816 mm
Masse nette	61 kg
Masse brute	65-70 kg
Longueur	770 mm
Largeur	680 mm
Hauteur	815±10 mm

## Compatible avec (Additional Fee)

Modules MUYA  
 Modules MAS1  
 Balance analytique AS X7

Modules MPS  
 Balance de précision C32.PM  
 Balance de précision PS X7

## Dimensions d'appareil

SAL/H

