



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,U1A

SAL/H Table de laboratoire antivibratoire en acier inoxydable



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Construction	
Construction	Acier inoxydable AISI304
Load-bearing capacity	40 kg
Paramètres physiques	
Dimensions de colis	820×711×816 mm
Masse nette	61 kg
Masse brute	65-70 kg
Longueur	770 mm
Largeur	680 mm
Hauteur	815±10 mm

Compatible avec

Modules MUYA
 Modules MAS1
 Modules MAS

Modules MPS
 Balance de précision C32.PM
 Balance analytique pour filtres XA 5Y.F

Dimensions d'appareil

SAL/H

