



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,U1A

Tavolo antivibrante da laboratorio in acciaio inossidabile SAL/H

WX-001-0077



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Costruzione	
Costruzione	Stainless steel AISI304
Load-bearing capacity	40 kg
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco L x P x A	820×711×816 mm
Peso net	61 kg
Peso lordo	65-70 kg
Lunghezza	770 mm
Larghezza	680 mm
Altezza	815±10 mm



Compatibile con (Additional Fee)

AS X7 Bilancia analitica
Bilancia di precisione PS R2
Bilancia di precisione WLC X7
Bilancia di precisione WLC
Bilancia di precisione C32.PM
Bilancia di precisione PS R2.H
Bilancia di precisione WTC

Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
Bilancia di precisione PS X7
Bilancia di precisione WLC C/2
Bilancia di precisione PS R1
Bilancia analitica AS R2 PLUS
Bilancia analitica AS R1 PLUS
Moduli MAS.1.Y

Device dimensions L x P x A

