



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,U1A](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,U1A)

# Tavolo antivibrante da laboratorio in acciaio inossidabile SAL/H

WX-001-0077



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Costruzione	
Costruzione	Stainless steel AISI304
Load-bearing capacity	40 kg
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco L x P x A	820×711×816 mm
Peso net	61 kg
Peso lordo	65-70 kg
Lunghezza	770 mm
Larghezza	680 mm
Altezza	815±10 mm

## Compatibile con (Additional Fee)

AS X7 Bilancia analitica  
 Bilancia di precisione PS R2  
 Bilancia di precisione WLC X7

Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F  
 Bilancia di precisione PS X7  
 Bilancia di precisione WLC C/2

Bilancia di precisione WLC  
Bilancia di precisione C32.PM  
Bilancia di precisione PS R2.H  
Bilancia di precisione WTC

Bilancia di precisione PS R1  
Bilancia analitica AS R2 PLUS  
Bilancia analitica AS R1 PLUS  
Moduli MAS.1.Y

## Device dimensions L x P x A

