



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,U4E](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,U4E)

# Pumpe zum Absaugen von Flüssigkeiten

WX-001-0445



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Präzise Absaugung, fehlerfreie Messungen Das Gerät verfügt über zwei interne Pumpen und zwei eingebaute Tasten zur Bedienung der einzelnen Pumpen. Die beleuchteten Tasten zeigen den Betrieb der jeweiligen Pumpe an. Das Set verfügt über zwei Spitzen, mit denen Wasser aus einem einzigen Becher (Einkanalspitze) oder aus vier Pipetten gleichzeitig (Vierkanalspitze) entnommen werden kann. Das Wasser aus beiden Kanälen wird über einen einzigen Schlauch in das Becherglas abgeleitet. Die Stromversorgung der Pumpe erfolgt über USB A am Wägeterminal. Sie kann z. B. über ein Handy-Ladegerät mit Strom versorgt werden.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung  
 Mikrowaage XA 5Y.M.A

Analysenwaage XA 5Y  
 Mikrowaage XA 5Y.M

