




## R-LAB



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos tecnicos

### Components and software

Sistema operativo	Windows 7, 8, 10
-------------------	------------------

## Trabaja con

Báscula de plataforma impermeable H315 HR  
 Módulo de pesaje MU YA  
 Báscula multifuncional inoxidable HX7 H  
 Módulo de pesaje MAS1  
 Báscula con rampa Multifuncional inoxidable HX7.4N H  
 Báscula multifuncional de plataforma HX7.4C  
 Báscula multifuncional HR  
 Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P  
 Báscula multifuncional WPY  
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P  
 Báscula multifuncional C32  
 Básculas de patines inoxidables HX5.EX-1.4P2 H  
 Balanza de alta resolución inoxidables HY10.HRP.H  
 Báscula de plataforma C315  
 Microbalanza para filtros MYA 5Y.F  
 Básculas de plataforma de 1 sensor de acero inoxidable HX5.EX-1 HR  
 Básculas multifuncionales de patines inoxidables HX7.4P2 H  
 Báscula multifuncional inoxidable TMX H

Báscula multifuncional de plataforma empotrada inoxidable HX7.4 H/Z  
 Báscula Pesapersonas C315.0  
 Báscula con rampa inoxidable H315 4N.H.LD  
 Balanza de precisión PS X7  
 Balanzas WPY para CCE  
 Balanza analítica XA 5Y.A  
 Báscula multifuncional de plataforma inoxidable HX7.4 H  
 Básculas para paletas C315.4P  
 Básculas multifuncionales de patines HX7.4P2  
 Ultra-Microbalanza UYA 5Y  
 Básculas de plataforma de 1 sensor HX5.EX-1 C  
 Básculas de rampas impermeables HX5.EX-1 C  
 Balanza analítica AS 5Y  
 Balanzas PS 5Y para CCE  
 Balanza de precisión PS R2.H  
 Terminal de pesaje PUE HX5.EX  
 Balanza HY10.H para CCE

Balanzas WLY para CCE  
Balanza analítica AS X7  
Balanza de precisión PS X2  
Balanzas analíticas AS X2 PLUS  
Balanzas PS X7 para CCE  
Báscula multifuncional TMX  
Balanza para bebés C315.D  
Módulo de pesaje MWMH  
Microbalanza XA 5Y.M.A  
Balanza de precisión WLC  
Balanza de precisión PS R2  
Básculas de patines C315.4P2  
Báscula de plataforma inoxidable H315 4H  
Básculas de patines inoxidables H315 4P2.H  
Balanza de precisión WLC X7  
Báscula con rampa Multifuncionale inoxidables HX7.4N H.LD  
Básculas de patines HX5.EX-1.4P2 C  
Balanzas PS X2 para CCE  
Báscula de plataforma impermeable H315 H  
Básculas multifuncionales para paletas inoxidables HX7.4P H  
Básculas con rampa inoxidables HX5.EX-1.4N  
Báscula multifuncional HY10  
Básculas de plataforma HX5.EX-1.4 C  
Módulo de pesaje MAS  
Báscula multifuncionale inoxidable HY10 H  
Báscula de plataforma empotrada inoxidable H315.4 H/Z  
Módulo de pesaje MPS  
Báscula con rampa inoxidable H315 4N.H  
Báscula de plataforma C315.4  
Básculas para paletas inoxidables HX5.EX-1.4P H  
Balanza de alta resolución HY10.HRP  
Balanza de precisión C32.PM  
Balanza de alta resolución PUE 7.1.HRP  
Balanzas automáticas para la calibración de pipetas  
Báscula multifuncional HX7  
Módulo de pesaje MWLH  
Básculas de plataforma inoxidables hundidas HX5.EX-1.4 H/Z

Básculas de plataforma de 4 sensor de acero inoxidable HX5.EX-1.4 H  
Balanza de precisión WTC  
Báscula de plataforma H315 4C  
Báscula Pesapersonas C315.OW  
Balanza analítica para filtros XA 5Y.F  
Balanza de precisión WLY  
Básculas de carriles H315 2K  
Básculas para paletas inoxidables H315 4P.H  
Transductores de masa MW-01  
Balanza de precisión WLC C/2  
Microbalanza MYA 5Y  
Balanzas para ganado H315 4I.S  
Balanza de precisión PS R1  
Balanza analítica XA 5Y  
Balanza analítica AS R2 PLUS  
Terminal de pesaje PUE C32  
Terminal de pesaje PUE 7.1  
Terminal de pesaje PUE HX7  
Terminal de pesaje PUE 5  
Balanza de precisión PS 5Y  
Básculas para paquetería  
Básculas para paletas HX5.EX-1.4P C  
Balanzas para ganado inoxidables H315 4I.H  
Microbalanza XA 5Y.M  
Terminal de pesaje PUE C315  
Terminal de pesaje PUE HY10  
Transductores de masa MW-04  
Balanza analítica AS R1 PLUS  
Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F  
Balanza de cama C315.4B  
Terminal de pesaje PUE H315  
Básculas multifuncionales para paletas HX7.4P  
Módulo de pesaje MWSH  
Báscula de silla C315.K  
Microbalanza para pesar stents XA 5Y.M.A.S  
Básculas de carriles inoxidables H315  
Balanza de cama con rampa C315.8B