




R-Lab



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Podzespoły i oprogramowanie

System operacyjny

Windows 7, 8, 10

Pasuje do

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR
 Moduły MUYA
 Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H
 Moduły MAS1
 Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H
 Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C
 Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR
 Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
 Waga wielofunkcyjna WPY
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
 Waga wielofunkcyjna C32
 Wagi płozowe nierdzewne HX5.EX-1.4P2 H
 Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H
 Waga platformowa C315
 Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
 Wagi platformowe 1-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1 HR
 Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H
 Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H

Wagi platformowe nierdzewne zagłębiane HX5.EX-1.4 H/Z
 Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z
 Waga osobowa C315.O
 Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD
 Waga precyzyjna PS X7
 Wagi WPY do KTP
 Waga analityczna XA 5Y.A
 Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H
 Wagi paletowe C315.4P
 Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2
 Ultra-mikrowaga UYA 5Y
 Wagi platformowe 1-czujnikowe HX5.EX-1 C
 Wagi platformowe 1-czujnikowe wodoodporne HX5.EX-1 H
 Waga analityczna AS 5Y
 Wagi PS 5Y do KTP
 Waga precyzyjna PS R2.H
 Terminal wagowy PUE HX5.EX
 Wagi HY10.H do KTP

Wagi WLY do KTP
Waga analityczna AS X7
Waga precyzyjna PS X2
Wagi analityczne AS X2 PLUS
Wagi PS X7 do KTP
Waga wielofunkcyjna TMX
Waga niemowlęca C315.D
Moduły MWMH
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga precyzyjna WLC
Waga precyzyjna PS R2
Wagi płozowe C315.4P2
Waga platformowa nierdzewna H315 4H
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H
Waga precyzyjna WLC X7
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD
Wagi płozowe
HX5.EX-1.4P2 C
Wagi PS X2 do KTP
Waga platformowa wodoodporna H315 H
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H
Wagi najazdowe nierdzewne HX5.EX-1.4N
Waga wielofunkcyjna HY10
Wagi platformowe 4-czujnikowe HX5.EX-1.4 C
Moduły MAS
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z
Moduły MPS
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H
Waga platformowa C315.4
Wagi paletowe nierdzewne HX5.EX-1.4P H
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP
Waga precyzyjna C32.PM
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP
Wagi automatyczne do kalibracji pipet
Waga wielofunkcyjna HX7
Moduły MWLH

Wagi platformowe 4-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1.4 H
Waga precyzyjna WTC
Waga platformowa H315 4C
Waga osobowa C315.OW
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Wagi kolejkowe H315 2K
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H
Przetworniki masy MW-01
Waga precyzyjna WLC C/2
Mikrowaga MYA 5Y
Wagi inwentarzowe H315 4I.S
Waga precyzyjna PS R1
Waga analityczna XA 5Y
Waga analityczna AS R2 PLUS
Terminal wagowy PUE C32
Terminal wagowy PUE 7.1
Terminal wagowy PUE HX7
Terminal wagowy PUE 5
Waga precyzyjna PS 5Y
Wagi pocztowe do paczek
Wagi paletowe
HX5.EX-1.4P C
Wagi inwentarzowe nierdzewne H315 4I.H
Mikrowaga XA 5Y.M
Terminal wagowy PUE C315
Terminal wagowy PUE HY10
Przetworniki masy MW-04
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
Waga łózkowa C315.4B
Terminal wagowy PUE H315
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P
Moduły MWSH
Waga krzeselkowa C315.K
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S
Wagi kolejkowe nierdzewne H315
Waga łózkowa najazdowa C315.8B