

Pipette automatique 0,5 μ l ÷ 10 μ l - RW8-101-20-9

More information on the website mirror.radwag.com/fr/info,w1,UAW

PA-203-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | | |
|--------------------------|-------------|--|
| Volume | 0,5 – 10 μΙ | |
| Erreur de précision | 2,5% / 1,0% | |
| Erreur de répétabilité | 1,5% / 0,8% | |
| Bouts | 10 μΙ | |



Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P Embouts de pipette Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes