



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,UAW](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,UAW)

# Pipetta automatica 0,5 µl ÷ 10 µl - RW8-101-20-9

PA-203-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici



## Compatibile con (Additional Fee)

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P  
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P

Puntali per pipette  
Bilance automatiche per la taratura delle pipette