



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,UAW

Pipeta automatyczna 0,5 μ l ÷ 10 μ l - RW8-101-20-9

PA-203-0001



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Objętość	0,5 – 10 μ l
Błąd dokładności	2,5% / 1,0%
Błąd powtarzalności	1,5% / 0,8%
Końcówki	10 μ l



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Końcówki do pipet
 Wagi automatyczne do kalibracji pipet