



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,UAX](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,UAX)

# Poids de classe M1, cylindrique à bouton, ensemble (1 g - 10 kg), boîte en bois

OK-401-0078



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	M1
Masse	21 110 g
Valeur nominale	1 g – 10 kg
Nombre	17 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux