



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,UAX

Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 g - 10 kg), opakowanie drewniane

OK-401-0078



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	M1
Masa	21 110 g
Wartość nominalna	1 g – 10 kg
Ilość	17 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle