



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,UG7](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,UG7)

# Pennello D30 x L250 mm

OA-505-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

### Parametri fisici

Diameter	30 mm
Lunghezza	250 mm

## Compatibile con (Additional Fee)

Pesì standard E1 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)  
 Pesì standard F1 - filo di acciaio inossidabile  
 Pesì standard F2 - rettangolare con impugnatura  
 Pesì standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza, set  
 Pesì standard F1 - cilindrici  
 Pesì standard F2 - cilindrici con occhio  
 Pesì standard F2 - cilindrici con 4 maniglie  
 Pesì standard F2 - filo di acciaio inossidabile  
 Pesì standard F2 - trave  
 Pesì standard F1 - cilindrici con 4 maniglie  
 Pesì standard E2 - filo di acciaio inossidabile  
 Pesì standard E2 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)  
 Pesì standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza, set  
 Pesì standard E2 - cilindrici, set (1 g - 10 kg)  
 Pesì standard F2 - asolata  
 Pesì standard M1 - lamina

Pesì standard F1 - lamina  
 Pesì standard E1 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)  
 Pesì standard F1 - cilindrici  
 Pesì standard M1 - cilindrici  
 Pesì standard M1 - rettangolare con impugnatura  
 Pesì standard F1 - cilindrici con occhio  
 Pesì standard E2 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)  
 Pesì standard E2 - lamina  
 Pesì standard F1 - lamina, set  
 Pesì standard M1 - rettangolare con cavità di adiacenza  
 Pesì standard M1 - cilindrici con occhio  
 Pesì standard F1 - rettangolare con impugnatura  
 Pesì standard E1 - filo di acciaio inossidabile  
 Pesì standard F2 - cilindrico con impugnatura  
 Pesì standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza  
 Pesì standard F2 - lamina, set

Pesi standard E1 - cilindrici  
Pesi standard F2 - lamina  
Pesi standard M1 - cilindrici, set  
Pesi standard F1 - cilindrici, set  
Pesi standard F1 - cilindrico con impugnatura  
Pesi standard E2 - cilindrici  
Pesi standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza

Pesi standard E1 - lamina  
Pesi standard M1 - con cavità di adiacenza  
Pesi standard E2 - lamina, set (1 mg - 500 mg)  
Pesi standard E1 - lamina, set (1 mg - 500 mg)  
Pesi standard F2 -  
Filo di acciaio inossidabile, set  
Pesi standard F1 - filo di acciaio inossidabile, set  
Pesi standard M1 - lamina, set