



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,UJH

Pesos padrão E2, arame de aço inoxidável, jogo (1 mg - 500 mg), estojo plástico

OK-102-0030



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	E2
Construção	
Material	aço inoxidável
Peso	11,1 g
Valor nominal	1 mg - 500 mg
Quantidade de pesos	12

Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis