



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,UJH

Filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg), imballaggi in plastica

OK-102-0030



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	E2
Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Peso	11,1 g
Valore nominale	1 mg - 500 mg
Numero di pezzi	12

Compatibile con (Additional Fee)

Pinzette

Pennelli